



Harvest SuperPeg™

Ceramic Firing Paste
Pâte de Cuisson du Céramique
Keramische Brenn Paste
Pasta de cocción de cerámica

Harvest Dental Products, LLC
905 Columbia St.
Brea, CA 92821 USA
Tel: 1+714-674-7400
Fax: 1+714-674-7402
Email: hello@harvestdental.com
Web: www.harvestdental.com

INSTRUCTIONS FOR USE – ENGLISH

INTENDED USE

Harvest SuperPeg is a ceramic firing paste and is used for holding restorations on firing pegs when applying glaze.

The paste can easily be removed after firing using compressed air.

WORKING INSTRUCTIONS

Direct Application

Fill the restoration with SuperPeg sparingly. Just a small amount of material is needed.

Always use the smallest size peg.

Place the peg in the paste and pick up using tweezers, if required.

Should some of the SuperPeg come in contact with the surface to be glazed, it is important that this is removed before applying the glaze, otherwise it will lead to poor results.

After fixing the restoration to the firing peg, position the peg centrally on the top of the insulation block in the furnace. Ensure that the peg does not protrude out from the insulation block, otherwise it might collide with the furnace chamber.

GUARANTEE

Application recommendations are only a recommendation.

We reserve the right to alter the products in terms of design or composition.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION, FRANÇAIS

UTILISATION PRÉVUE

Harvest SuperPeg est une pâte de cuisson en céramique et est utilisé pour le maintien des restaurations sur les chevilles de tir lors de l'application de glaçure.

La pâte peut être facilement retirée après cuisson à l'air comprimé.

INSTRUCTIONS DE TRAVAIL

Application directe

Remplissez la restauration avec SuperPeg avec modération. Vous n'avez besoin que d'une petite quantité. Utilisez toujours la cheville la plus petite.

Placez la cheville dans la pâte et reprenez-la avec une pince à épiler, si nécessaire. Si le SuperPeg entre en contact avec la surface à glacer, il serait important de l'enlever avant d'appliquer le glaçage, sinon il mènera à des résultats médiocres. Après avoir fixé la restauration sur la cheville de tir, positionner la cheville centralement sur le dessus du bloc isolant dans le four. Assurez-vous que la cheville ne dépasse pas du bloc isolant, sinon elle pourrait entrer en collision avec la chambre du four.

GARANTIE

Les recommandations d'application ne sont qu'une recommandation.

Nous nous réservons le droit de modifier les produits en termes de conception ou de composition.

GEBRAUCHSANWEISUNG- DEUTSCH

ANWENDUNGSZWECK

Harvest SuperPeg™ - ist eine keramische brenn Paste und wird verwendet, um Rekonstruktionen auf der Brennhalterung zu fixieren.

Nach dem Brennen kann die Paste einfach mit Druckluft entfernt werden.

ARBEITSANWEISUNG

Direkte Auftragung

Füllen Sie die Rekonstruktion sparsam mit SuperPeg. Es wird nur ein kleines bisschen

Material benötigt. Verwenden Sie immer die kleinste Halterung. Platzieren Sie die Klammer in die Paste und nehmen Sie es, falls nötig mithilfe einer Pinzette, auf.

Es ist wichtig, dass SuperPeg von der zu glasierenden Oberfläche entfernt wird bevor die Glasur aufgetragen wird, andernfalls kann dies zu mangelwertigen Ergebnissen führen.

Nachdem die Rekonstruktion auf der Halterung fixiert ist, platzieren Sie diese in der Mitte oben auf den Isolationsblock im Ofen. Stellen Sie sicher, dass die Halterung nicht über den Isolationsblock herausragt, andernfalls könnte es mit Ofenkammer kollidieren.

Gewährleistung

Verwendungsanweisungen sind lediglich ein Vorschlag.

Wir behalten uns das Recht vor, das Design oder die Zusammensetzung des Produktes zu ändern.

INSTRUCCIONES DE EMPLEO- ESPAÑOL

USO PREVISTO

Harvest SuperPeg es un algodón refractario para la cocción de cerámica, usado para mantener las restauraciones en los pines durante el ciclo de cocción, evitando caídas inesperadas y malformaciones de las restauraciones, El algodón se remueve fácilmente después de la cocción usando aire comprimido.

INSTRUCCION DE TRABAJO

Aplicación directa

Rellene la restauración con SuperPeg sin excederse. Tan solo se requiere una cantidad pequeña de material.

Siempre use los pines más delgados.

Coloque la restauración con algodón refractario en el pin y tómelo con pinzas, si se requiere.

Si parte del SuperPeg fuera a tener contacto con la superficie donde se aplicará el glaze después de la cocción, es importante que esto se remueva de lo contrario los resultados serán de baja calidad.

Después de fijar la restauración en el pin, coloque el pin en El Centro del panel o la bandeja de cocción en el horno. Asegurándose que no este muy alta para evitar choques en la cámara de cocción.

GARANTÍA

Las recomendaciones de aplicación son tan solo una recomendación.

Nos reservamos el derecho de modificar el producto en términos de diseño y composición.