



Harvest MS1™

Die hardener, sealer, and conditioner that strengthens by capillary action
Colorant durcisseur, obturateur et conditionneur qui se durcit par action capillaire

Harvest Dental Products, LLC
905 Columbia St.
Brea, CA 92821 USA
Tel: 1+714-674-7400
Fax: 1+714-674-7402
Em: hello@harvestdental.com
Web: www.harvestdental.com

INSTRUCTIONS FOR USE – ENGLISH

Intended Use:

To seal and protect gypsum dies and models, protecting them from marginal chipping and damage as they move throughout the restorative process.

Working Instructions:

Brush on a liberal coat of MS1 Master Die Sealer to the working model and die surface that will come in contact with the restorative material. Two coats can be applied on dry models and rough surfaces. Let MS1 Master Die Sealer dry completely (10-20 seconds). As a result, the model and die surface will be sealed, hardened and conditioned, leaving a smooth non-porous surface.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION, FRANÇAIS

Utilisations concernées :

Obturer et protéger les modelages et les colorations au gypse, les protégeant des dommages et des ébréchures marginales tandis qu'ils circulent tout au long du processus de restauration.

Instructions d'utilisation :

Appliquez une couche généreuse de MS1 Master Die Sealer sur le modèle de travail et la surface de coloration qui viendront en contact avec le matériau de restauration. Deux couches peuvent être appliquées sur les modèles secs et sur les surfaces sèches. Laisser sécher complètement le MS1 Master Die Sealer (entre 10-20 secondes). Au final, le modèle et la surface colorée seront scellés, durcis et conditionnés, laissant une surface lisse et non poreuse.

INSTRUCCIONES DE USO- ESPAÑOL

Uso previsto:

Sellador y endurecedor de modelos de yesos, proteja sus modelos del astillado marginal y el daño a medida que se mueven a lo largo del proceso en el laboratorio, especialmente recomendado para tallas delgadas y modelos con carillas.

Instrucciones de trabajo:

Aplice una capa de MS1 en el modelo de trabajo y en los troqueles del modelo que estarán en contacto con los materiales restaurativos, en caso de un modelos con muchas asperezas se puede aplicar hasta dos capas. Deje que MS1 Master Die Sealer se seque completamente (10-20 segundos). Como resultado, el modelo y la superficie del troquel se sellaran, se endurecerán y se acondicionaron, dejando una superficie lisa no porosa y protegida.